

Bioxilium® H QUEMADURAS, HERIDAS Y RECONSTRUCCIÓN BIOGRAFT®

DESCRIPCIÓN

- **Bioxilium®** es una Matriz Dérmica Acelular de origen humano, obtenida a través del proceso propietario y patentado DermaTech.
- Con esta tecnología se logra remover células y DNA de manera eficiente obteniendo un implante estéril y seguro que previene reacciones inmunogenicas al colocarlo en el sitio de la lesión o reconstrucción.
- Por su estructura dérmica natural y preservación de factores de crecimiento inherentes, **Bioxilium®** favorece una adecuada revascularización y proliferación celular en las áreas de colocación y tratamiento contribuyendo de esta manera a la regeneración tisular.

VENTAJAS

- **Facilidad de manejo:** listo para usarse, tras su lavado en solución salina estéril (para la remoción de los preservadores tisulares) se coloca en el sitio de la lesión.
- **Respuesta biológica superior:** Estructura acelular colagénica intacta, preserva los factores de crecimiento nativos propios de la dermoepidermis.
- **Resistencia:** Por ser de origen humano, la resistencia es comparable a la dermis.
- **Versatilidad:** Puede fijarse por aposición, suturas o grapas; además puede recortarse y mallarse para ajustar al tamaño necesario. Es compatible con terapia de presión negativa.
- **Seguridad:** Tiene un grado de esterilidad (SAL) de 10⁻⁶, de grado médico.
- **Más que un apósito biológico:** puede aplicarse en casos de lesiones complejas con estructuras expuestas como tendones, huesos o músculos.



Bioxilium® H QUEMADURAS, HERIDAS Y RECONSTRUCCIÓN BIOGRAFT®

APLICACIONES

- Quemaduras de 2do grado profundas y quemaduras de 3er Grado.
- Pie Diabético.
- Heridas Crónicas.
- Heridas complejas.
- Úlceras por insuficiencia venosa o arterial.
- Lesiones ulcerosas crónicas.
- Reconstrucción mamaria por cáncer.
- Reconstrucción de pared abdominal.

CATÁLOGO | BioXILUM® | AUMENTO DE LIGAMENTOS Y RUPTURAS PARCIALES

MATRIZ DÉRMICA ACELULAR SIN MALLAR

CÓDIGO DE PRODUCTO	DIMENSIONES
17020505	5 x 5 cm
17020507	5 x 7 cm
17020510	5 x 10 cm
17020515	5 x 15 cm
17020520	5 x 20 cm
17020525	5 x 25 cm
17020530	5 x 30 cm
17020606	6 x 6 cm
17020607	6 x 7 cm
17020610	6 x 10 cm
17020615	6 x 15 cm
17020620	6 x 20 cm
17020625	6x 25 cm
17020630	6 x 30 cm



BioXilium®

BiObrick®

BioBM®

BioStrips®

BioBMNANO®

BicSponge®

BIOGRAFT®
de México S.A. de C.V.

BIOGRAFT®

de México S.A. de C.V.

BioXilium®

