


## Diáfisis Extremidades Superior® BIOGRAFT®

### DESCRIPCIÓN

- Diáfisis Extremidades Superiores (Húmero, Radio, Cúbito), son ejes corticales, diseñados para proporcionar soporte estructural inmediato al evento quirúrgico y con la finalidad de restaurar la pérdida ósea segmentaria.
- La estructura ósea obtenida de aloinjerto 100% humano facilita la unión, la proliferación celular, y el crecimiento vascular.
- Tras su colocación, el tejido se remodela junto con el proceso de consolidación, remodelación y neoformación ósea normal y natural del paciente.
- Los implantes de aloinjerto **Biograft®** incluyen un estricto mantenimiento de cadena de frío durante su manufactura y mantienen las propiedades osteoconductoras inherentes del injerto requerido por el especialista en las diversas patologías traumáticas y ortopédicas, así como tumorales.

### VENTAJAS

- Se puede utilizar conjuntamente con líquidos bioactivos como sangre, plasma rico en plaquetas (PRP) y aspirado de médula ósea (BMA).
- Se puede complementar en su utilización con cualquier producto osteoinductor, así como con injerto autólogo.
- El proceso de esterilización utilizando la tecnología de crio-radio protección patentada Clearant®, permite la eliminación de patógenos en el espectro bacteriano, viral, así como esporas y priones, proporcionando un nivel de garantía de esterilidad (sal) de 10<sup>-6</sup>.
- Los productos cumplen con los lineamientos regulatorios, de calidad y tecnovigilancia DE AATB, FDA, COFEPRIS e ISO 9001:13485.



## Diáfisis Extremidades Superior® BIOGRAFT®

### APLICACIONES

- Reconstrucción de defectos que incluyan pérdidas óseas masivas traumáticas, ortopédicas y tumorales de extremidades superiores o donde por las características morfológicas se requieran.
- Reconstrucción de defectos óseos diafisarios en cirugías de revisión articular.
- Resección tumoral y reconstrucción ósea segmentaria.
- Manejo complementario de fracturas, defectos en la consolidación y pérdidas óseas masivas.
- Complemento en la fusión vertebral, corporectomías y corrección de deformidades de columna (escoliosis) entre otros.

### CATÁLOGO

DIÁFISIS RADIAL	
CÓDIGO DE PRODUCTO	LARGO
16751060	58 – 62 MM
16751070	68 – 77MM
16751080	78 – 87 MM
16751090	88 – 97 MM
16752010	98 – 147 MM
16752015	>- 148 MM

DIÁFISIS DE CÚBITO	
CÓDIGO DE PRODUCTO	LARGO
16791060	58 – 62 MM
16791070	68 – 77MM
16791080	78 – 87 MM
16791090	88 – 97 MM
16792010	98 – 147 MM
16792015	>- 147 MM

DIÁFISIS HUMERAL	
CÓDIGO DE PRODUCTO	LARGO
16691060	58 – 62 MM
16691070	68 – 77MM
16691080	78 – 87 MM
16691090	88 – 97 MM
16692010	98 – 147 MM
16692015	>- 148 MM



# BIOGRAFT®

de México S.A. de C.V.

