

BioDBM BIOGRAFT®

DESCRIPCIÓN

- BioDBM es una Matriz Ósea Desmineralizada obtenida de hueso cortical humano con un elevado potencial osteoinductivo.
- Es un producto fabricado bajo un proceso aséptico con esterilización terminal y es presentado como polvo liofilizado en un contenedor para su fácil preparación y bajo estrictos estándares de bioseguridad.
- Al añadirse solución salina, plasma o sangre, puede ser preparado en gel o masilla (putty) de acuerdo a las necesidades del médico especialista.
- El producto en polvo permite al médico elegir el acarreador de su preferencia (solución salina, plasma, sangre total, etc.) y duplica su volumen al prepararse (e.g. 1cc de BioDBM se vuelve 2cc de producto ya preparado).

VENTAJAS

- Producto con alto potencial osteoinductivo.
- Presentación 2 en 1: puede prepararse como gel o como masilla.
- Mejor relación Costo/Beneficio: menor costo por CC real de producto una vez preparado.
- Versatilidad: Puede elegirse el acarreador de preferencia del especialista.
- Se complementa con cualquier producto osteoconductor.
- Proceso de desmineralización, en cumplimiento de los lineamientos de AATB, FDA, ISO 9001:13485.



BioDBM BIOGRAFT®

APLICACIONES

- Cirugía de Columna, que requiera relleno de cajas en procedimientos de fusión intersomática, artrodesis vertebral y tratamiento de pérdidas óseas en general (traumáticas, tumorales o infecciosas)
- Cirugía Ortopédica, para manejo y relleno de defectos óseos, retardo en la consolidación y pseudoartrosis
- Cirugía Oral Y Maxilofacial, que requiera preservación y/o bioestimulación ósea osteoinductiva.

CATÁLOGO | MATRIZ ÒSEA DESMINERALIZADA

CÓDIGO DE PRODUCTO	DIMENSIONES
16100650	0.5 CC UNA VEZ RECONSTITUIDO 1 CC
16100601	1.0 CC UNA VEZ RECONSTITUIDO 2 CC
16100602	2.0 CC UNA VEZ RECONSTITUIDO 4 CC
16100600	2.5 CC UNA VEZ RECONSTITUIDO 5 CC
16100603	3.0 CC UNA VEZ RECONSTITUIDO 6 CC
16100605	5.0 CC UNA VEZ RECONSTITUIDO 10 CC
16100608	8.0 CC UNA VEZ RECONSTITUIDO 16 CC
16100610	10 CC UNA VEZ RECONSTITUIDO 20 CC
16100613	13 CC UNA VEZ RECONSTITUIDO 26 CC



BIOGRAFT®

de México S.A. de C.V.



BioBM®

