

MENISCO BIOGRAFT®



DESCRIPCIÓN

- El **Menisco Biograft®** es manufacturado siguiendo elevados estándares biotecnológicos que nos permiten ofrecer un aloinjerto que se adapte a las necesidades más demandantes de las diferentes técnicas quirúrgicas empleadas en el trasplante meniscal.
- El menisco **Biograft®** es procesado y entregado con un bloque de hueso tibial lo que permite incrementar la flexibilidad de las técnicas quirúrgicas utilizadas en este campo como la técnica de doble tapón óseo, la técnica de ojo de cerradura o la técnica de cola de milano.
- Los meniscos **Biograft®** Se esterilizan utilizando la tecnología patentada Clearant®. Esto proporciona un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10⁻⁶, sin comprometer las propiedades biomecánicas inherentes del aloinjerto.

VENTAJAS

- Tener un dispositivo que por su manufactura es sumamente versátil (al contar con bloque óseo), le permite al cirujano adaptar la mejor técnica quirúrgica a las necesidades del paciente lo que potencialmente disminuye el tiempo de Quirófano, tiempo bajo anestesia y el tiempo de torniquete.
- Amplia gama en la elección de las opciones de fijación ya que puede adaptarse el menisco dentro del quirófano a las necesidades y preferencias del cirujano.
- El Proceso de esterilización utilizando la tecnología de crio-radioprotección patentada **Clearant®**, permite la eliminación de patógenos en el espectro bacteriano, viral, de esporas y priones permitiendo con este proceso mantener su estructura nativa con la resistencia requerida.
- **Flexibilidad:** La anatomía del implante permite su colocación mediante diferentes técnicas: con un solo bloque óseo, con dos bloques óseos moldeados o sólo el tejido blando.
- **Tamaño personalizado:** Nuestros extensos parámetros de medición están diseñados para encontrar el ajuste más preciso para el paciente tanto en su versión medial como lateral.
- **Emparejamiento a su paciente:** el cirujano especialista puede elegir con el apoyo de nuestro personal técnico y distribuidores diferentes opciones en las medidas del menisco que se pueden adaptar mejor a las necesidades de su paciente.



MENISCO BIOGRAFT®

APLICACIONES

- Trasplante de menisco

CATÁLOGO | MENISCO PROCESADO

CÓDIGO DE PRODUCTO	DIMENSIONES
16491101	MENISCO LATERAL IZQUIERDO CON BORDE ÓSEO
16491102	MENISCO LATERAL DERECHO CON BORDE ÓSEO
16491201	MENISCO MEDIAL IZQUIERDO CON BORDE ÓSEO
16491202	MENISCO MEDIAL DERECHO CON BORDE ÓSEO



BIOGRAFT®

de México S.A. de C.V.

