

Bioxilium® D | Matriz Dérmica Acelular BIOGRAFT®

DESCRIPCIÓN

- **Bioxilium®** es una matriz dérmica acelular humana biotecnológicamente avanzada. El proceso de descelularización DermoTech® es una tecnología patentada y validada propia de Biograft. Bioxilium cuenta con una eliminación eficiente de las células y ADN del tejido, lo que permite una rápida infiltración celular y revascularización en el sitio de su colocación. Retiene factores de crecimiento nativos, colágeno y elastina contribuyendo de esta manera a una elevada bioactividad en el sitio de colocación.
- **Resistencia:** La resistencia al arranque y la carga al fallo son comparables a la dermis nativa.
- **Soporte estructural:** la fijación en el sitio de colocación puede ser con suturas convencionales, grapas o aposición permitiendo contener tejidos adyacentes cuando la técnica quirúrgica lo requiera.

VENTAJAS

- Estructura biocompatible e inerte que no presenta reacción inmunogénica por cuerpo extraño.
- Puede moldearse al tamaño requerido y fijarse con suturas, grapas o por aposición.
- Su estructura colagénica natural lo hace ideal como andamio biológico.
- Tiene un grado de esterilidad (SAL) de 10⁻⁶, de grado médico, listo para usar mediante su rehidratación con soluciones estériles.
- Los productos cumplen con los lineamientos regulatorios, de calidad y tecnovigilancia de AATB, FDA, COFEPRIS e ISO 9001:13485.



Bioxilium® D | Matriz Dérmica Acelular BIOGRAFT®

APLICACIONES

- Regeneración tisular guiada
- Cobertura de raíz
- Aumento de Reborde
- Preservación Alveolar
- Recesión Gingival
- Cirugía Periodontal

CATÁLOGO | BioXILIUM® D

RECESIÓN GINGIVAL, REGENERACIÓN TISULAR GUIADA, COBERTURAS RADICULARES,
AUMENTO DE REBORDE Y PRESERVACIÓN DE ALVEOLO


MATRIZ DÉRMICA ACELULAR

CÓDIGO DE PRODUCTO	DIMENSIONES
17020101	1 x 1 cm
17020202	2 x 2 cm
17020303	3 x 3 cm
17020102	1 x 2 cm
17020103	1 x 3 cm
17020203	2 x 3 cm
17020204	2 x 4 cm
17020404	4 x 4 cm



BIOGRAFT®

de México S.A. de C.V.



BioXilium®