

## HUESO EN POLVO | PARTÍCULAS DE HUESO CORTICAL LIOFILIZADO BIOGRAFT®

### DESCRIPCIÓN

- **Hueso en Polvo (Partículas de Hueso Cortical Liofilizado) Biograft®**, es un **aloinjerto** humano de tejido óseo procesado y estéril que proporciona una matriz de andamiaje que estimula la formación ósea en un proceso osteoconductor altamente eficiente.
- La estructura ósea natural facilita la unión, la proliferación celular, y el crecimiento vascular en los nichos donde es colocado.
- Los implantes de aloinjerto **Biograft®** liofilizado se almacenan a temperatura ambiente y mantienen las propiedades osteoconductoras inherentes del injerto requeridas por el cirujano para el manejo de patologías y defectos que requieran de una osteoconducción altamente eficiente.

### VENTAJAS

- Absorbe y retiene líquidos bioactivos como sangre total, plasma, plasma rico en plaquetas (PRP) y aspirado de médula ósea (BMA) entre otros.
- Se encuentra disponible en múltiples volúmenes para satisfacer las diferentes necesidades y preferencias quirúrgicas.
- Se puede complementar con cualquier producto osteoinductor ya que su estructura osteoconductor es biológicamente compatible.
- El Proceso de esterilización utilizando la tecnología de crio-radio protección patentada **Clearant®**, logra la eliminación de patógenos en el espectro bacteriano, viral, de esporas y priones, proporcionando un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10<sup>-6</sup>.
- Los productos cumplen con los lineamientos regulatorios, de calidad y tecnovigilancia de AATB, FDA, COFEPRIS e ISO 9001:13485.
- Su Tamaño de partícula de 600 a 800 µm, permite su uso en los diferentes campos e indicaciones en el ámbito de la Odontología en sus diferentes especialidades, la Cirugía Oral y Maxilofacial.



## HUESO EN POLVO | PARTÍCULAS DE HUESO CORTICAL LIOFILIZADO BIOGRAFT®

### APLICACIONES

- Cualquier aplicación y técnica quirúrgica que requiera el relleno de huecos y cavitaciones óseas en las diferentes patologías relacionadas con las especialidades de la Odontología incluida sus subespecialidades, la Cirugía Oral y Maxilofacial.

### CATÁLOGO | HUESO EN POLVO

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN   VOLUMEN
16140300	HUESO EN POLVO 1 (0.5/0.5) CC
16140301	HUESO EN POLVO GRANULADO 1 CC
16140302	HUESO EN POLVO GRANULADO 2 CC
16140305	HUESO EN POLVO GRANULADO 5 CC
16140399	HUESO EN POLVO GRANULADO >6 CC



# BIOGRAFT®

de México S.A. de C.V.

